

一次性使用腹腔镜切割吻合器

注册证编号：浙械注准20202020814

- 多种器身型号选择,可适应临床不同术式的需求
- 握把的人体工学设计,握持更舒适、更安全



器身型号规格表

型号规格	外杆长度L (mm)
KJ-WHSA085	85
KJ-WHSA155	155
KJ-WHSA255	255
KJ-WHSB085	85
KJ-WHSB155	155
KJ-WHSB255	255
KJ-WHSC065	65
KJ-WHSC155	155
KJ-WHSC255	255

www.hzkangji.com

一次性使用腹腔镜切割吻合器

一次性切割刀片

一次性切割刀片,随钉仓同时更换,保证刀片始终锋利,确保组织切割完整,减少组织损伤

六排缝钉

无论何种钉仓,均提供六排缝钉,确保腹腔镜手术的安全性

等距间隙控制

确保钉仓远近端成钉一致

纤薄钉砧

无需分离更大间隙,即可平滑进入,降低组织损伤

开口更大

宽大的钉仓前端开口,方便组织纳入



切割组件

类别	吻合长度	钉高及钉仓颜色	是否可转弯	特殊结构
一代	30/45/60	白: 2.5 蓝: 3.5 金: 4.0 绿: 4.8	直头、弯头	无
二代	30/45/60	白: 2.5 蓝: 3.5 金: 4.0 绿: 4.8 褐: 2.5/2.5/3.0 紫: 3.0/3.5/4.0 黑: 4.0/4.5/5.0	弯头	普通/弯嘴

www.hzkangji.com

一次性使用管型吻合器

注册证编号：浙械注准20202020813



- 组织压缩厚度可调,能适应不同部位的不同厚度组织
- 较大的切割内径,更好的防止吻合口狭窄
- 明显的听觉反馈,保障器械正确击发
- 切刀和推钉器一体化,提高切刀同心度,切割吻合更稳定

管型吻合器型号规格及尺寸表 单位:mm

型号规格	吻合组件外径D	吻合钉	
		钉高H	钉宽L
KJ-GWHA21-45	Φ21	4.5	3.9
KJ-GWHA24-45	Φ24	4.5	
KJ-GWHA26-45	Φ26	4.5	
KJ-GWHA29-48	Φ29	4.8	
KJ-GWHA32-48	Φ32	4.8	
KJ-GWHB21-45	Φ21	4.5	
KJ-GWHB24-45	Φ24	4.5	
KJ-GWHB26-45	Φ26	4.5	
KJ-GWHB29-48	Φ29	4.8	
KJ-GWHB32-48	Φ32	4.8	

www.hzkangji.com



一次性使用肛肠吻合器

注册证编号：浙械注准20202020815

- 组织压缩厚度可调，具有广泛的缝钉成型高度
- 不可拆卸的抵钉座，防止脱落滑入肠腔
- 明显的听觉反馈，保障器械正确击发
- 钉仓容积大，容纳组织多



肛肠吻合器型号规格及尺寸表 单位:mm

型号规格	吻合组件外径OD	吻合钉高H	吻合钉宽L	所配附件类型
KJ-CWHA32-38Q	32	3.8	3.5	肛塞、支撑套、窥视套、钩线棒
KJ-CWHA34-38Q	34			
KJ-CWHB32-38Q	32			
KJ-CWHB34-38Q	34			
KJ-CWHA32-38X	32			肛塞、支撑套、窥视套、钩线棒、 单开式支撑套、双开式支撑套、 三开式支撑套、内筒、推线器
KJ-CWHA34-38X	34			
KJ-CWHB32-38X	32			
KJ-CWHB34-38X	34			

www.hzkangji.com



杭州康基医疗器械有限公司
Hangzhou Kangji Medical Instrument Co., Ltd.

地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区春江东路1668号
Add No. 1668 Chunjiang East Road, Economic Development Zone, Tonglu,
Hangzhou, Zhejiang 311501, China
电话: Tel 0571-69900058
邮箱: E-mail kangji@hzkangji.com
网址: Web www.hzkangji.com


北京营销中心
地址：北京东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108-2109
Add 2108-2109, block A, Global Trade Center, 36 Beisanhuan East Road,
Dongcheng District, Beijing
电话: Tel 010-58256997

© 400-8459997



康德健体 积基树本

一次性使用腹腔镜切割吻合器及其组件



杭州康基医疗器械有限公司
HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.